



化合物名 ラクトアミド
Lactamide

純 度 一級	発熱開始温度 T_a 287℃
試 料 量 1.07 mg	T_o 288℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 25 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	2.3 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 21.6 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	




化合物名 イソプロパノールアミン
Isopropanolamine

純 度 97%以上	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 1.33 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 3-メチル-1-ペンチン-3-オール
3-Methyl-1-pentyn-3-ol

純 度 98%	発熱開始温度 T_a 353℃
試 料 量 1.78 mg	T_o 353℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 8 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	0.7 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 6.1 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 2-プロピン-1-オール
2-Propyn-1-ol

純 度 98%	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 1.12 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

