


化合物名 2-クロロキサントン

2-Chloroxanthone


純 度	発熱開始温度 Ta 452℃
試 料 量 1.47 mg	To 478℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 61.6 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	14.2 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 42.8 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 1,3-シクロヘキサジオン

1,3-Cyclohexanedione


純 度 97%	発熱開始温度 Ta -℃
試 料 量 1.42 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 2-クロロキサントン

2-Chloroxanthone

純 度	発熱開始温度 Ta 442℃
試 料 量 1.26 mg	To 472℃
雰囲気ガス 空気	発 熱 量 203 cal/g
初期圧力 0 kg/cm ²	46.9 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 146 cal/min ² /g
試料容器 密封	



化合物名 1,4-シクロヘキサジオン

1,4-Cyclohexanedione

純 度	発熱開始温度 Ta -℃
試 料 量 1.67 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

