


2.2. シアノ化合物

化合物名 クロロアセトニトリル

Chloroacetonitrile


純度 98%以上	発熱開始温度 T_a -℃
試料量 1.51 mg	T_o -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 クロトンニトリル

Crotononitrile


純度 95%以上	発熱開始温度 T_a -℃
試料量 1.54 mg	T_o -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 3-クロロプロピオニトリル

3-Chloropropionitrile

純度 98%以上	発熱開始温度 T_a -℃
試料量 1.78 mg	T_o -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 2-シアノピリジン

2-Cyanopyridine

純度 98%以上	発熱開始温度 T_a -℃
試料量 1.82 mg	T_o -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

