


化合物名 ピペリジン

Piperidine


純 度 98.0%	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 1.91 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 ピラジン

Pyrazine


純 度	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 1.08 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 プリン

Purine

純 度 99%	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 1.18 mg	T_o 329℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 91 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	10.9 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 7.1 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 ピリダジン

Pyridazine

純 度 99%	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 1.81 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

